

BRUKSANVISNING

ELOFLEX S1

Läs igenom hela denna dokumentation innan du använder din Eloflex för att vara säker på att du använder den på ett sätt som är riskfritt, och som inte skadar dig, din omgivning eller din skoter.



Tack och lycka till!

Tack för att du valt en Eloflex som ditt hjälpmedel. Det betyder mycket för oss eftersom vår vision är att göra människors vardag lite enklare och att ge människor med rörelsehinder en större frihet. Vi hoppas att du upplever båda med hjälp av din Eloflex.

Vi tror att du kommer att få mycket glädje av din nya hybridskoter. Denna bruksanvisning innehåller viktig information om säkerhet, användning och skötsel. Vi uppmanar dig att läsa igenom hela denna dokumentation innan du använder din Eloflex för första gången. Vi föreslår också att du tränar på att köra din Eloflex på en avskild, öppen och plan yta innan du använder den i andra sammanhang.

Eloflex hybridskoter är konstruerad för användare med många olika behov. Beslut huruvida Eloflex är lämplig för användaren tas alltid av ordinarie eller återförsäljaren tillsammans med användaren själv. Eloflex påtar sig inget ansvar för fall där skotern inte är anpassad efter brukarens behov.

En Eloflex skall i första hand användas i sitt standardutförande. Om skotern måste anpassas eller förändras på något sätt får den endast utföras av din hjälpmedelscentral eller av Eloflex. Observera att skador och fel som uppstår på grund av att bruksanvisningen inte följts eller på grund av dåligt underhåll omfattas ej av garantin.

Lycka till och mycket glädje med din Eloflex.

Kör försiktigt!



Innehåll	Sidan
Avsedd användning	3
Fäll upp och fäll ihop	4
Justera sittlängd och sitthöjd	5
Lyfta armstöden	6
Tippskydden	6
Manuell körning	6
Fjärrmyckel	7
Belysning	7
Laddningsinstruktioner	7
Styrpanel och körinstruktioner	8
Ändra sittbredd	9
Transport och förvaring	9
Felkoder	10
Säkerhetsanvisningar vid körning	11
Generella säkerhetsanvisningar	13
Teknisk data	15
Kontakt	16

Avsedd användning

Typklassificering och avsedd användning

Eloflex skoter har utvecklats för personer som har svårt för att gå eller inte kan gå alls, men som har synförmåga, kroppslig förmåga och mental förmåga att styra en skoter.

Eloflex skoter är framtagen för att användas utomhus, men är tillräckligt kompakt och smidig för inomhusbruk. I kapitlet "Tekniska data" längst bak i detta dokument finns uppgifter om hastighet, vändradie, räckvidd, maximal stigförmåga, maximal vikt för användaren o.s.v. Vi uppmanar dig att läsa all säkerhetsinformation i kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" i detta dokument.

Eloflex är testad och godkänd enligt EN12184: 2014 - klass B (inomhus- och utomhusanvändning). Eloflex är även godkänd enligt ISO-7176, IEC60601 och batterierna är godkända enligt UN38.3.

Eloflex elskoter uppfyller tillämpliga krav i MDR 2017/745.

Klassificering av medicinteknisk utrustning klass 1 och CE-märkning är utförda i överensstämmelse med bilaga VIII kapitel III i MDR 2017/745. Förfarande för bedömning av överensstämmelse: bilaga II och bilaga III till MDR 2017/745.

CE-märkningen blir ogiltig om man använder utbyteskomponenter eller tillbehör som inte har godkänts för denna produkt.

Behov

Syftet med en Eloflex är att kompensera en skada eller ett funktionshinder, varför den rekommenderas under följande omständigheter:

- Om användaren har oförmåga att gå eller starkt begränsad förmåga att gå, vilket gör det svårt att förflytta sig både längre och/eller kortare sträckor utomhus.
- Om det finns behov av att lämna bostaden för att komma ut i friska luften eller för att besöka de ställen som normalt sett besöks för att vardagsärenden skall utföras.
- När användaren har svårt att ta sig till, eller utföra arbete eller aktiviteter på grund av sitt rörelsehinder.

Tillbehör

Laddare och påse med enklare verktyg finns vid leverans i förvaringsväskan under sitsen.

Användbarhet

Använd endast Eloflex skoter när den är i fullt funktionellt skick. Annars försätter du dig själv och andra i risk. Följande lista innehåller inte alla möjliga situationer. Den beskriver endast vissa situationer som kan påverka användbarheten för skotern.

- Använd inte skotern om batterierna är defekta eller deformerade
- Använd inte skotern om motorn går ryckigt eller för onormalt oljud
- Använd inte skotern om det förefaller vara fel på bromsfunktionen
- Kontakta din hjälpmedelscentral eller återförsäljare om däcken är slitna
- Kontakta din hjälpmedelscentral eller återförsäljare om du upptäcker skada på armstöd, sits, ryggstöd, styre eller annan del av skotern
- Kontakta din hjälpmedelscentral eller återförsäljare om du upptäcker skada på elsystemet (kablar, batterier, laddare o.s.v.)

Garanti

Du har alltid två års garanti på din skoter från Eloflex. Garantivillkoren är i linje med de gällande nationella och generella affärsvillkoren och lagarna. De detaljerade garantivillkoren kan laddas ned på www.eloflex.se. Observera att du bör spara originalkartongen till din Eloflex under garantitiden (kartongen går att fälla ihop och ställa undan).

Livslängd

Den kalkylerade livslängden på en Eloflex är 5 år. Produktens livslängd påverkas dock i stor utsträckning av hur den används och sköts. En Eloflex kan ha en betydligt längre livslängd om man är rädd om den och bara använder den i linje med informationen i detta dokument.

Säkerhetsföreskrifter och risker

LÄS IGENOM KÖRANVISNINGAR OCH SÄKERHETS-FÖRESKRIFTER, FRÅN SIDAN 11, NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN ELOFLEX SKOTER.



Fäll upp och fäll ihop

Fäll upp

Steg 1

Lägg den hopfällda skotern på marken enligt bilden till höger. Fäll upp styret genom att lyfta den uppåt och framåt. Därefter låses styret med hjälp av klämman som sitter i gångjärmet i styrstångens botten. För att säkra klämman vrider man den svarta plastsäkringarna över klämman.




Steg 2

Ta tag i ryggstödet och dra uppåt för att öppna stolen. Håll emot med en hand på styret.



Steg 3

Stäng låshaken på skoterns baksida – detta är mycket viktigt! Se till att låshaken klickar i.



Det är mycket viktigt att du stänger låshaken innan skotern tas i bruk.

Fäll ihop

Steg 1

Öppna låshaken så som visas på bilden till höger.



Steg 2

Sätt en hand i framkant på styret. Ta tag i överkant på ryggstödet med den andra handen och fäll det framåt. Tryck ihop stolen enligt bilderna till höger.



3

Steg 3

Öppna låsklämman i botten på styrstången genom att vrida bort säkerhetskappen och öppna haken. Vik därefter ner styret och placera det ovanpå det nedfällda sätet.



Justera sittlängd och sitthöjd

Öka sittlängd

Se till att stolen är i köräge och påslagen. Tryck och håll inne uppåtpilen för att expandera skotern.



Minska sittlängd

Se till att stolen är i köräge och påslagen. Tryck och håll inne nedåtpilen för att minska avståndet.



Justera sitthöjden

Se till att skotern är i uppfällt läge. Plocka därefter bort skoterns sittdyna. Dra i den svarta vajern under stolens framkant. Samtidigt som vajern hålls i spänt läge justeras nu sitsens bakkant till önskat läge (tre olika lägen). När sitsen är i önskat läge placeras sitsens framkant i samma nivå som bakkanten. Släpp vajern för att låsa sitsen i hålet som är på samma nivå som bakkanten.



Lyfta armstöden

Steg 1

För att lyfta armstöden vid in- och urstigning, lossa först låset genom att vrida låsspaken ett halvt varv. Lyft sedan armstöden.



Tippskyddet

Tippskyddet har två lägen. Ett för körläge och ett för när skotern ställs i stående läge vid exempelvis förvaring. Du ändrar enkelt läge genom att manuellt justera tippskyddet.


OBS! Tippskyddet måste alltid vara i sitt körläge (som på bilden) när skotern används.



Manuell körning

Stäng av elskotern. Tryck sedan fram de röda spakarna på motorena (se bild) för att koppla ifrån de magnetiska bromsarna. I detta läge kan skotern manuellt rullas fritt.

Observera! Om skotern behöver flyttas manuellt måste de magnetiska låsen alltid vara av.



VIKTIGT!

Sparka **ALDRIG** på de röda spakarna. Använd endast handkraft.

Fjärrnyckel

Din Eloflex skoter levereras med en fjärrnyckel. Fjärrnyckeln kan användas för att låsa/låsa upp din elscooter. När skotern är i låst läge går det inte att köra den.



Belysning

Din Eloflex skoter har belysning fram och bak för en ökad säkerhet. För att tända lamporna, tryck på lampikonen på styrets vänstra sida. Det finns även bromsljus och blinkers. Blinkers använder du med de två pilarna på vänster sida av styret. Bromsljuset är aktiverat när skotern står still, när man släpper gasen och vid bromsning med bromsknappen.



Laddningsinstruktion

Så här laddar du

Börja med att stänga av din Eloflex. Koppla in laddaren i uttaget på styrets framsida. Obs! Vrid locket åt sidan, dra inte i det! Var noga med att kontakternas position stämmer överens med varandra. Sätt därefter in laddarens elkabel i ett vägguttag.

Laddning indikeras med en lampa på laddaren. Röd lampa betyder att laddning pågår. Efter cirka tre timmar är batterierna laddade till 90 procent. Stolen kan nu användas igen.

Efter cirka 5-8 timmar blir lampan på laddaren grön och batterierna är fullt laddade. Under laddningen blir själva laddaren varm, och detta är helt normalt.



För maximal livslängd på batterierna bör laddning ske i cirka fem timmar när stapeln på batteriindikatorn gått ner till en tredjedel. Batterierna tar inte skada av att underhållsladdas men för maximal livslängd rekommenderar vi att du kopplar ur laddaren när batterierna är fulladdade.



VIKTIGT!

**Koppla
ALDRIG
in laddaren direkt
i batteriet.**

Laddning av batterierna kan ske ner till -10 grader. Vid laddning i lägre temperaturer blir batterierna inte fulladdade. Om din Eloflex används i minusgrader påverkas körsträckan. Vid exempelvis -10 grader kan körsträckan minska med upp till 50 %. Mer info om batterier och laddning finns på www.eloflex.se/batteri

Styrpanel

Öka hastighet

På- och avknapp

Minska hastighet



Öka sittlängd

Neutral sittlängd

Minska sittlängd

Belysning

Blinkers vänster

Broms



Blinkers höger

Tuta

Informationsdisplay: Displayen på skotern har 2 olika visningslägen, ett som visar aktuell information om hastighet, växelval, strålkastare och blinkers. Det andra visningsläget tänds ifall det skulle uppstå ett fel på skotern. Där visas aktuell felkod, batterispänning och aktuell växel.

Back

Gas



Batterikontroll: Här indikeras hur mycket ström det finns kvar i batterierna. När batterierna är fulladdade lyser samtliga lampor. Allt eftersom batterierna töms slocknar lamporna i tur och ordning. Ladda när två tredjedelar av lamporna slocknat.

Körinstruktioner

För att starta

När du startar skotern (på- och avknapp) står den i parkeringsläge. Tryck då på den röda bromsknappen och sedan kan du börja köra med hjälp av gasen.

För att backa

För att lägga i backen trycker du på den grå knappen under batteriindikatorn. Ett pipande ljud hörs när backen är i, du ser även vilket körläge skotern är i på displayen. Du backar sedan genom att trycka på gasen. När du vill köra framåt igen klickar du på den grå knappen igen för att lägga ur backen.

Ändra sittbredd

Du kan öka sittbredden genom att flytta ut armstöden med hjälp av breddningskittet. Du kan välja att öka sittbredden med 5 eller 10 cm.



Steg 1

Lossa armstöden på respektive sida genom att skruva loss dess två fästen.

Steg 2

Montera breddningshylsan mellan stolen och armstödet. Montera tillbaka armstöden.

Du beställer breddningskit från Eloflex eller någon av våra återförsäljare. Maila din beställning till info@eloflex.se

Transport och förvaring

- En hopfäld skoter kan läggas i bagaget på en större bil. Använd ramper för att få upp skotern i bilen.
- En hopfäld skoter kan stå upp i högkant som på bilden till höger för att ta mindre plats.
- Om skotern inte skall användas på ett tag rekommenderar vi att batterierna fulladdas innan stolen ställs undan.
- Skotern bör förvaras inomhus i frostfria, torra och ventilerade utrymmen. Förvaringstemperatur 0-30 grader.
- Ska du ta med din Eloflex på flyget rekommenderar vi att du läser igenom den information vi sammanställt på vår hemsida beträffande IATA:s regelverk www.eloflex.se/faq
- Vid transport i färdtjänst- eller handikappbuss skall Eloflex fästas i de fästpunkter som bilderna längst ner visar. Observera att Eloflex inte är testad som bilsäte. Vi rekommenderar därför alltid att användaren flyttar över i bilens egna säten.



Felkoder

Felkoder som kan uppstå på displayen

FELKOD	ORSAK	ÅTGÄRD
Left/Right solenoid fault	<ol style="list-style-type: none"> Vänster/höger motors magnetbroms är öppen. Anslutningsfel på vänster motors magnetbroms. Vänster motors magnetbroms är trasig, eller styrenheten kan vara skadad. 	<ol style="list-style-type: none"> Stäng magnetbromsen genom att dra det röda handtaget till stängt läge. Verifiera att motorns kontakt är korrekt ansluten. Kontakta din återförsäljare för hjälp.
Left/Right Overcurrent	<ol style="list-style-type: none"> Överspänning på grund av för tungt motstånd. Fel på motor eller styrenhet. 	<ol style="list-style-type: none"> Systemet återställs när motståndet är borta. Kontakta din återförsäljare för hjälp.
Acceleration not zero	<ol style="list-style-type: none"> Gashandtaget är inte i "nolläge" när stolen gör uppstartstest. Fel på styrenhet. 	<ol style="list-style-type: none"> Släpp gashandtaget och starta om skotern. Kontakta din återförsäljare för hjälp.
Acceleration fault	Fel på gashandtag eller styrenhet.	Kontakta din återförsäljare för hjälp.
MController not support	Fel på styrenhet, eller fel typ av styrenhet.	Byt styrenhet.
Com fault Dis to MC	<ol style="list-style-type: none"> Lösa eller felaktigt inkopplade anslutningar. Fel på styrenhet. 	<ol style="list-style-type: none"> Verifiera att alla anslutningar är korrekt installerade. Kontakta din återförsäljare för hjälp.
Left/Right driver fault	Fel på styrenhet.	Kontakta din återförsäljare för hjälp.
Push rod Fault	Kortslutning i längdjusteringsmotor, trasig längdjusteringsmotor eller fel i styrenhet.	Kolla anslutningen till längdjusteringsmotorn, eller kontakta din återförsäljare för hjälp.
Battery vol too high	Fel batterityp eller trasigt batteri.	Byt ut 24V batteriet.
Battery vol too low	Batteriet är gammalt eller oladdat.	Ladda batteriet eller byt ut om det är gammalt.
Angle sensor fault	Vinkelsensor är trasig eller anslutningsfel.	Kontakta din återförsäljare för hjälp.

Säkerhetsanvisningar vid körning

Det finns risk för personskador genom att skotern välter.

- Kör endast i stigningar och lutningar som inte överskrider den maximalt tillåtna lutningen
- Använd alltid tippskydd när du färdas med Eloflex
- Körning i nedförsbackar bör alltid ske med lägre hastighet
- Undvik sträckor, där det finns risk för halka eller slirigt underlag
- Försök aldrig att köra uppför eller nedför trappor med din skoter
- Kör aldrig över hinder högre än den rekommenderade maxhöjden
- Undvik snabba eller ryckiga rörelser med styret och plötslig ändringar av körriktningen under körning

Risk för att bli stående på avsides platser.

- En användare med starkt reducerad rörlighet bör inte ensam köra längre sträckor utomhus

Risk för skador om en fot glider av fotstödet och hamnar under den eldrivna skotern under färd.

- Placera alltid fötterna i mitten av fotplattan under färd

Risk för skador om du kolliderar med andra föremål i trånga passager.

- Kör igenom trånga passager med lägsta fart och största uppmärksamhet

Risk finns att skotern välter om tippskydden demonteras, skadas eller monteras på en position som avviker från standardmonteringen.

- Tippskydden skall alltid vara monterade när elrullstolen används
- Tippskydden fungerar endast på fast underlag. På mjuka underlag som exempelvis gräsmattor och snö kan tippskyddet förlora sin verkan. Kör därför ytterst försiktigt på mjuka underlag

Körning

Läs

Användaren måste läsa dessa säkerhets- och körinstruktioner innan elrullstolen från Eloflex tas i bruk.

Öva

- **Övning** ger färdighet. Träna på att köra Eloflex tillsammans med en assistent genom att börja på en öppen plan yta, gärna utomhus, innan du använder din skoter bland andra människor, i butiker eller restauranger o.s.v.
- **Kör** framåt genom att hålla ner gasen.
- **Stanna** genom att släppa gasen.

Backa

Backa genom att trycka på backknappen, kör sedan bakåt genom att hålla ner gasen. Tryck på backknappen igen när du vill köra framåt igen. Tänk på att alltid titta bakåt innan du börjar backa för att vara säker på att ingen person eller sak är i vägen.

Snurra

Snurra genom att vrida på styret åt ett håll. Ha uppsikt så att inget är i vägen på sidorna när du snurrar.

Sväng

Sväng när du kör genom att försiktigt svänga med styret åt samma håll som du vill svänga. Sänk alltid hastigheten när du svänger.

Hinder

Öva på att undvika och passera hinder. Styr lite åt sidan samtidigt för att undvika hinder.

Tänk på att sänka hastigheten när du närmar dig hinder.

Snabb körning

Snabb körning Öka farten genom knapparna på styret.

Tänk på att sänka farten så snart du känner dig osäker, om du skall svänga eller om du närmar dig ett hinder.

Köra över hinder

Körning över hinder Kör sakta fram till hindret och se till att framhjulet står i färdriktningen. Kör därefter sakta framåt samtidigt som du lutar dig bakåt för att köra över hindret. Eloflex är testad och godkänd för hinder upp till max 6 cm.

Köra i lutning

Körning på lutande underlag Försök köra rakt upp eller rakt ner för ett lutande underlag. Luta dig något framåt när du kör uppför, och bakåt när du kör nerför, för att bibehålla tyngdpunkten. Undvik att köra i sidled om möjligt och kompensera eventuell sidlutning genom att luta dig åt motsatt håll. Kör alltid sakta på lutande underlag. Undvik underlag som lutar mer än 9 grader.

Åka hiss

Att använda hiss Tänk på att kontrollera bredden på hissdörren samt hur snabbt dörren stängs innan du kör in i hissen. Tänk på att du kanske måste backa ut från hissen om den inte är tillräckligt stor för att du skall kunna vända.

Köra på väg

Körning på väg Kör i första hand på trottoarer, gångbanor och cykelvägar och i sista hand på trafikerade körbanor med din Eloflex.

Korsa körbana

Att korsa körbanan Välj om möjligt alltid att korsa vägen på ett övergångsställe. Var uppmärksam på korsande bilar. Använd avfasad del av trottoaren om sådan finns. Undvik trottoarkanter som är högre än 6 cm.

Generella säkerhetsanvisningar

Det finns risk för personskador om den skotern används för andra ändamål än de som beskrivs i detta dokument.

- Använd skotern endast enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.

Det finns risk för personskador om skotern används vid nedsatt körförmåga.

- Använd inte skotern när din körförmåga är nedsatt på grund av till exempel sjukdom, mediciner eller alkohol.

Det finns risk för personskador om skotern ofrivilligt sätts i rörelse.

- Stäng av skotern före på- och avstigning eller om det finns risk att du, någon annan person, eller ett föremål skulle kunna komma i beröring med styret.
- När motorena är frikopplade fungerar inte bromsarna. Därför får rullstolen endast skjutas på plan mark, aldrig i sluttningar. Låt aldrig skotern stå i eller i närheten av sluttningar med frikopplade motorer.

Det finns risk för personskador om den eldrivna skotern under färd stängs av med till exempel till/från-knappen eller genom att en kabel slits bort, eftersom den stannar med ett hårt ryck.

- Släpp gasen vid bromsning i en nödsituation. Då stannar rullstolen automatiskt.

Det finns risk för personskador genom fall ur skotern

- Flytta dig inte framåt, böj dig inte framåt mellan knäna och luta dig inte ut över skoterns kant, till exempel för att nå föremål.
- Använd alltid säkerhetsbälte och ställ in det på nytt före varje färd.
- Kör så nära den nya sittplatsen som möjligt vid överflyttning till en annan sits.

Det finns risk för personskador om maximalt tillåten last överskrids.

- Beakta den maximalt tillåtna lasten (se kapitel "Tekniska data" längst bak i detta dokument).
- Skotern får endast användas av en enstaka person. Använd aldrig skotern till att transportera fler än en person i taget.

Det finns risk för personskador och skador på skotern om låshaken som lossas vid hopfällning inte är korrekt fastspänd när skotern används.

- Om skoterns låshake inte har klickat på plats ordentligt kan skotern plötsligt fällas ihop när den används, vilket kan göra att du kan ramla ur den.
- Säkerställ alltid att låshaken är i en korrekt position innan skotern används.

Det finns risk för personskador och klämskador vid ihop- och uppfällning av skotern.

- Fäll alltid ihop och upp skotern så som beskrivs i bruksanvisningen.
- Var uppmärksam så att ingen eller inget kläms vid hopfällning och uppfällning.

Det finns risk för personskador och skador på skotern om den används i fuktiga utrymmen.

- Skotern får inte användas vid duschning.
- Skotern får inte användas vid badning.

Säkerhet

Korsa spårväg

Korsa alltid järnvägsspåret rakt framifrån, aldrig snett från sidan. Korsa aldrig järnvägsspår ensam, ha alltid någon med som kan hjälpa dig.

Skarpa branter

Var försiktig om du kör i brant lutning eftersom stolen riskerar att slå över. Eloflex är testad och godkänd för lutning med max 9 grader. Ha alltid någon med som kan hjälpa dig.

Höga kanter

Var försiktig när du kör upp för eller ut för en kant. Eloflex är testad och godkänd för kanter upp till max 6 cm. Ha alltid någon med som kan hjälpa dig.

Förflyttning

Vi rekommenderar att du alltid har någon som kan hjälpa dig vid förflyttningar till och från din Eloflex. Stäng alltid av strömmen innan du påbörjar förflyttningen. Lyft alltid upp armstöden och fotstödet innan du förflyttar dig för att enklare komma i och ur stolen.

Laga inte själv

Försök aldrig laga en trasig skoter på egen hand. Om du själv skruvar eller försöker laga stolen gäller ej garantin. Vänd dig alltid till Eloflex eller till den butik eller hjälpmedelscentral som sålt/förskrivit stolen. Modifiera aldrig din skoter på egen hand.

Ingen leksak

Låt aldrig barn som normalt sett inte använder skoter att sitta i eller använda din Eloflex.

Rengöring

Gör aldrig rent din Eloflex med rinnande vatten. Torka endast av den med en fuktig trasa.

Om din Eloflex är trög att fälla upp och ihop kan du smörja lederna med 5-56 eller silikon spray.

Akta för värme

Lämna aldrig din Eloflex i direkt solljus eller i närheten av värmekälla eftersom batterierna kan ta skada. Var aldrig nära öppen eld med din Eloflex.

Du kan använda din Eloflex från -10 grader upp till +45 grader. Vid minusgrader kan räckvidden påverkas genom att luta dig åt motsatt håll. Kör alltid sakta på lutande underlag. Undvik underlag som lutar mer än 9 grader.

Förvaring

Förvara din Eloflex utom räckhåll för barn när den inte används.

Skotern bör förvaras inomhus i frostfria, torra och ventilerade utrymmen. Förvaringstemperatur 0-30 grader.

Laddaren

Laddaren får aldrig täckas när den används för att ladda din Eloflex. Laddaren blir varm och det finns risk för olycka eller skada.

Batterier

Förvara aldrig batterierna i direkt solljus men inte heller på en plats som kan uppnå minusgrader.

Batterierna skall förvaras på ett torrt och ventilerat ställe.

Teknisk data

FAKTA ELOFLEX S1

VIKT	41 kg inkl. 2 st batterier
HASTIGHET	max 9 km/h
RÄCKVIDD	30 km
MOTOR	2 x borstlös högeffektmotor
MOTOREFFEKT	2 x 250 Watt
BATTERI	2 x Litium ION 10 AH / 24 V (240 Wh)
BATTERIVIKT	1,6 kg/st
LADNINGSTID	3 tim
VÄNDRADIE	100 cm
MAX LUTNING	9 grader
HJUL	3 st 12" luftfyllda
SITTHÖJD	55-60 cm
SITTBREDD	45 / 50 / 55 cm
SITTDJUP	40 cm
BRUKARVIKT	Max 120 kg
DYNA	Konstskinn
MÅTT	105-120 cm (L) x 63 cm (B) x 91 cm (H)
MÅTT HOPFÄLLD	105 cm (L) x 63 cm x 55 cm (H)
GARANTI	2 år

Rekommenderat lufttryck för bakhjul = 2,5 kg.

© Copyright Eloflex

Detta dokument innehåller upphovsrättsligt skyddad information och den får varken delvis eller helt kopieras eller mångfaldigas utan skriftligt tillstånd från Eloflex.

Eloflex reserveras sig för eventuella skrivfel i detta dokument och vi förbehåller oss rätten till produktändringar.



Sungo Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE
Amsterdam, Netherlands
SRN:NL-AR-000000247

Kunshan Aoshida Electric Technology Co., Ltd
No. 108 Matang Road, Penglang Town, Development Zone, Kunshan City, Jiangsu

Kontakta Eloflex

Om du har frågor eller behöver hjälp ber vi dig i första hand kontakta din hjälpmedelscentral eller återförsäljare. Om du vill ha direktkontakt med oss finner du kontaktinformation på vår hemsida, www.eloflex.se På hemsidan finns också en specifik supportsida där du bland annat hittar vanliga frågor och svar. Adressen är www.eloflex.se/faq



Eloflex
Hammarbacken 4B
191 49 Sollentuna

Telefon: 010-18 33 100
E-post: info@eloflex.se
Webb: www.eloflex.se