

EL&FLEX



UUSI SUKUPOLVI SÄHKÖPYÖRÄTUOLEJA JA SÄHKÖSKOOTTEREITA

Eloflex on kokonaan uusi sähkökäyttöisten pyörätuolien tyyppi

Kompaktit, kokoon taiteltavat ja erittäin kevyet pyörätuolit tarjoavat paljon ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka lisäävät vapautta, mukavuutta ja helppoutta.



KOKOON TAITETTAVA

Älykkään suunnittelun ansiosta voit taitella sähkökäyttöisen Eloflex-pyörätuolisi kokoon sekunneissa. Kevyt ja kompakti pyörätuoli on myös erittäin helppo nostaa autoon, varastoida kaappiin ja varastoida lentäessäsi.

KOMPAKTI

Eloflexin kompakti suunnittelu tekee siitä joustavimman sähkökäyttöisen pyörätuolin, mitä markkinoilta löytyy. Tiukka kääntösäde ja korkea tarkkuus tekee siitä erittäin hyvin sopivan sekä sisä- että ulkokäyttöön.

KUN OLET LIIKKEESSÄ


Kyseessä on sähkökäyttöinen pyörätuoli liikkeessä oleville ihmisille, jotka haluavat sitä vapautta ja mukavuutta, jota mahdollisuus tuoda pyörätuoli mukana autossa tai matkalla tuo.

ÄLYKÄS SÄHKÖKÄYTTÖINEN PYÖRÄTUOLI KAIKKIIN TILANTEISIIN



AJANMUKAINEN TEKNOLOGIA

Eloflex on suunniteltu, kehitetty ja valmistettu ajanmukaisella teknologialla. Sen erittäin tehokkaat litiumioniakut ovat paljon kehittyneempiä kuin vanhat lyijyakut, sekä suorituskyvyn että matalan painon suhteen. Tehokkaat harjattomat suora-ajomootorit on kiinnitetty suoraan kuhunkin pyörään, mikä tekee niistä sekä hiljaisempia että tehokkaampia kuin perinteisissä pyörätuoleissa käytetyistä raskaista moottoreista. Yhdessä uusi teknologia antaa Eloflexin kulkea yli 30 km yhdellä latauksella.



TESTATTU JA HYVÄKSYTTY

Laatu ja kesto ovat tärkeitä ominaisuuksia Eloflexille. Olemme antaneetkin itsenäisten testi-instituuttien testata ja arvioida kokoon taittavat sähkökäyttöiset pyörätuolimme. Tulokset ovat selviä. Eloflex on myös hyväksytty Ruotsin lääkeviranomaisen toimesta lääkinälliseksi laitteeksi, se on CE-hyväksytty, testattu ja hyväksytty EN12184-, ISO-7176- ja IEC-60601-standardien mukaisesti, ja sen akut ovat UN38-hyväksytyjä. Eloflexin pyörätuolit ovat laadukkaimpia ja läpäisevät kaikki testit.



ERITYISEN MATALA PAINO

Kiitos korkealaatuisen ja kevyen alumiinirunkonsa Eloflex painaa vain 26 kg, akku mukaan lukien. Tätä voi verrata "normaaliin" pyörätuoliin, joka painaa 80-150 kg. Matalan painonsa ansiosta Eloflexiä on helppo kuljettaa autolla tai lennolla. Matalan painon ansiosta toimintamatkaa voidaan myös pidentää, ja tuoli vastaa paremmin liikkeisiin.



"Testattu ja hyväksytty sähkökäyttöinen pyörätuoli Eloflexilta varmistaa mielenrauhasi. Kun valitset alkuperäiskappaleen, saat takuulla korkeaa laatua ja luotettavuutta."

Älä koskaan luovu elämyksistä!

**Elä aktiivista elämää kävellen,
matkustellen ja autoillen.**



Koko idea on antaa sinulle vapautta ja tehdä sinusta vähemmän riippuvainen toisista.

Uusi liikkuvuuden taso

Eloflex on täysin uusi tehokkaiden pyörätuolien sukupolvi, jossa on suuri määrä ainutlaatuisia ominaisuuksia. Erityisen matala paino tekee siitä helposti kannettavan, taitettavan ja ladattavan. Se voidaan pakata kompaktiin tilaan, joka on ihanteellinen kotona tai autossa säilytettäväksi, yhdellä saumattomalla liikkeellä. Pitkäkestoisilla akuilla ja kahdella alan huippuluokkaa edustavalla moottorilla varustettu pyörätuoli voi myös ajaa jopa yli 30 km ilman, että akkuja tarvitsee ladata. Älykkään, kompaktin suunnittelunsa ansiosta Eloflex on myös kätevämpi vaihtoehto raskaammille manuaalisille pyörätuoleille.

Eloflex tulee paras ystäväsi

Tuhannet käyttäjät, joilla on kaikilla omat erityiset tarpeet todistavat, että sähköiset pyörätuolimme ovat palauttaneet heille vapauden ja parantaneet heidän elämänlaatuaan. Eloflexin ansiosta kävelyvaikeuksista kärsivät ihmiset voivat jatkaa aktiivista elämää kävellen, autoillen tai matkailen etelän aurinkoon. Vanhetessa tai sairauden kohdatessa monille meistä tulee kävelyvaikeuksia. Sinun ei silti tarvitse viettää elämääsi sisätiloissa tai luopua aiemmin tekemistäsi asioista. Eloflexin ansiosta voit ajaa sukuloimaan tai tapaamaan ystäviäsi omalla autollasi tai varaamaan lomamatkan, vaikka jalkasi alkaisivatkin olla väsyneitä. Elämästä tulee hiukan helpompaa, eikä sinun tarvitse luopua hauskanpidosta.

Mallit

Jokaiselle löytyy oma Eloflex! Se on suunniteltu kevyeksi, joustavaksi ja kokoon taitettavaksi, aivan kuin sähkökäyttöisen pyörätuolin kuuluukin olla.



KOKOON TAITETTAVA

Ainutlaatuisin asia kaikissa Eloflex-malleissa on se, että ne voidaan taitella kasaan vain sekunneissa. Kompakti suunnittelu yhdistettynä ultrakevyeen alumiinirunkoon tekee kuljetuksesta autolla tai lentokoneella helppoa.



KAKSI AKKUA

Kaikkiin Eloflex-malleihin sisältyy standardimallisina kaksi ladattavaa litiumioniakkua. Tämä antaa sinulle kaksinkertaisen tehon ja toimintamatkan, mikä mahdollistaa sen, että voit ajaa yli 30 km yhdellä latauksella ja varmistaa itsellesi yli viisi tuntia tehokasta käyttöaikaa.



ILMALLA TÄYTETTÄVÄT PYÖRÄT

Suurimmassa osassa malleja on suuret 30-senttiset, ilmalla täytetyt takapyörät, jotka takaavat ylivertaisen tarttumiskyvyn ja liikkuvuuden pinnasta huolimatta.



TEHOKKAAT MOOTTORIT

Kaikissa malleissamme on kaksi tehokasta sähkömoottoria. Teknologia perustuu uusimpaan harjattomaan moottorisuunnitteluun, joka käyttää vähemmän virtaa ja on kevyempi. Tämä takaa pidemmän toimintamatkan, hyvän hallinnan ja paremman ajokokemuksen.



NOSTETTAVAT KÄSINOJAT

Helpottaaksemme tuoliin istumista ja siitä nousemista olemme sisällyttäneet kumpaankin käsinojaan kätevästi nostotoiminnon. Jalkatuki voidaan myös nostaa, jotta taataan turvallisempi liikkeen Eloflexiisi ja siitä pois.



TURVAVYÖ

Turvallisuus on meille eloflexiläisille aina ykkösprioriteetti. Tämän takia kaikissa malleissamme on mukana säädettävä turvavyö, joka antaa sinulle turvaa tapaturmatapauksissa.



KAATUMAESTEET

Kaikissa Eloflex-malleissa on kiinteä kaatumaeste, joka estää tuolia kaatumasta taaksepäin. Tämä takaa turvallisen ajon ja vähentää riskejä navigoidessasi reunojen, rotvallien ja jalkakäytävien keskellä.



PESTÄVÄ TYYNY

Mahdollistaaksesi parhaan mahdollisen hygieenisyyden takasuoja ja päällyys voidaan poistaa ja konepestä. Istuimen alla on myös irrotettava pakkauspuusi, johon voit varastoida mukanasi olevat esineet ajaessasi.

Malli F



Kehittämämme F-mallin rakastettava sähköinen pyörätuoli oli aiemmin puuttunut markkinoilta, ja se on palauttanut vapauden tuhansille käyttäjille, joilla on kävelyvaikeuksia.

Ajanmukaisimmalla teknologialla, kuten harjattomilla tehokkailla moottoreilla ja kaksoislitiumakulla, standardimallisena varustettu laite tarkoittaa, että voit olla varma ylivermaisesta ajomukavuudesta ja yli 30 km toimintamatkasta. Tarvitseeko sinun ajaa jonnekin? Taittele kevyt runko kasaan sekunneissa ja tuo se mukana. Lennolle tyyppihyväksytyt akut tarkoittavat

myös, että voit taitella rungon mukaan lentokoneeseen. Suuret ilmalla täytetyt takapyörät tarjoavat suojaa epätasaisillakin pinnoilla, sekä sisällä että ulkona. Lisämukavuutta tarjoavat säädettävä selkänoja, taivutettu selkätuen yläputki ja istuin, joka voidaan säätää kolmeen eri leveyteen.

PAINO	AJOMATKA	ISTUINKORKEUS	KÄYTTÄJÄN MAX PAINO	TEHO
26 KG	30 KM	52 CM	120 KG	2 X 200

Malli X



Eloflex X -mallin ainutlaatuinen muotoilu kehitettiin erityisesti senioreille. Perusrakennelma perustuu opittuun ja arvostettuun taitettavaan ristikkorunkoon. Tuoli taittuu kasaan istuimen nostaessasi sekunneissa.

Malli X on varustettu standardimallisella sisään vedettävällä jalustalla. Jalkatuet voidaan myös taittaa sisään tai vain poistaa, mikä helpottaa tuoliin nousemista tai siitä poistumista. Mallin X selkänojaa voidaan säätää eri kulmiin, mikä on erityisen tärkeää käyttäjille, jotka viettävät paljon aikaa tuoleissaan. Selkänojat ovat myös säädettäviä ja ne voidaan kiinnittää kahteen eri

korkeuteen. Vaikka malli sopii monenlaisille käyttäjille, se on erityisesti suunniteltu seniorikäyttäjillemme. Tuoli sopii erityisen hyvin käyttöön vanhainkoteihin ja terveysalalle. X-mallin etuna on se, että sitä voi täydentää huoltohallintakahvoilla, joiden avulla takana oleva henkilö voi hallita pyörätuolia.

PAINO	AJOMATKA	ISTUINKORKEUS	KÄYTTÄJÄN MAX PAINO	TEHO
25 KG	30 KM	51 CM	120 KG	2 X 250

Malli H



Eloflex H todistaa, että sähkökäyttöisille pyörätuoleille mikään ei ole mahdotonta. Se yhdistää virran, mukavuuden ja tuen, jota vaaditaan siihen, että jopa 200 kg painavat käyttäjät mahtuvat yksittäiseen taivutettavaan pyörätuoliin, joka taittuu kokoon normaaliin autoon.

Malli H on tilava tuoli, jossa on paljon tilaa isommille ihmisille. Laajat ja mukavat tuolit, jotka ovat tarpeeksi suuria tukemaan pitkiä ihmisiä, varmistavat joustavan ja mukavan ajoaseman pitkäksi ajaksi. Malli H on suunnittelu- ja insinööriäidun mestarinäyte. Mahdollisimman suuri

kesto ja vankka suunnittelu tekevät mallista tuolin, jossa liikkuminen on helpointa. Neljä isoa, vahvaa rengasta, erityisvahvat moottorit ja tuplatehoiset akut takaavat, että malli tarjoaa yliveraisen suorituskyvyn ja mahdollistaa käyttäjille suunnistamisen epätasaisimmillakin pinnoilla.

PAINO	AJOMATKA	ISTUINKORKEUS	KÄYTTÄJÄN MAX PAINO	TEHO
43 KG	40 KM	54 CM	200 KG	2 X 400

Malli P



Eloflex P on varustettu tehokkaalla kallistustoiminnolla, joka nostaa ja siirtää istuinta eteenpäin hellävaraisesti. Tämä helpottaa tuoliin nousemista ja siitä poistumista, mikä sopii ihanteellisesti ihmisille, joilla on heikot jalat ja vaikeuksia nousta ylös.

Malli P on suunniteltu kaikille, joilla on vaikeuksia nousta tavallisesta pyörätuolista. Tuolissa on tehokas kallistustoiminto, joka nostaa ja kallistaa tuolia eteenpäin, jolloin tuoliin meneminen ja siitä pois nouseminen on helpompaa. Mallissa P on myös hieman korkeampi istuin kuin muissa malleissamme.

Tämä sopii ihanteellisesti pitemmille käyttäjillemme. Selkätukea voidaan säätää hieman, että löydettäisiin juuri oikea asento. Vankka ja vakaa alumiinirunko pystyy tukemaan jopa 160 kg painoa, joten tämä on suosittu malli painavampien käyttäjien keskuudessa.

PAINO	AJOMATKA	ISTUINKORKEUS	KÄYTTÄJÄN MAX PAINO	TEHO
29 KG	30 KM	54 CM	160 KG	2 X 250

Malli L



Malli L on alkuperäinen tuolimallimme, joka on suunniteltu sopimaan useimmille ihmistypeille. Sen joustavasti kokoon taittuva rakenne ja kompakti suunnittelu tekevät tästä yleiskäyttöön tarkoitettua mallista ihanteellisen kaikkiin tapahtumiin ja käyttötarkoituksiin

10 tuuman umpikumirenkaat takaavat sulavan liikumisen sisä- ja ulkotiloissa ja toimivat täydellisesti useimmilla pinnoilla. Jos aiot kuitenkin liikkua paljon epätasaisilla pinnoilla, kuten sorateillä, metsäpoluilla, nummikoilla ja mukulakivillä, valitse malli F. Mallin L

kompakti suunnittelu ja markkinoiden pienin kääntösäde tarkoittavat, että sitä on helppo käsitellä ahtaissakin tiloissa. Kokoon taiteltuna malli on pienin mitä meillä on, eli se vie vain erittäin vähän tilaa autossa tai kotona.

PAINO	AJOMATKA	ISTUINKORKEUS	KÄYTTÄJÄN MAX PAINO	TEHO
25,5 KG	30 KM	52 CM	120 KG	2 X 200

Malli D2



Eloflex D2 -malli on jaettavissa kahteen 14 ja 16 kiloa painavaa osaan, kun lastaat sen autoosi. Samanaikaisesti se on riittävän tilava ja vakaa enintään 160 kg painaville käyttäjille.

Eloflex D2 on innovatiivinen kokoon taitettava sähköinen pyörätuoli. Sen muotoilu on yhtä joustava kuin muidenkin malliemme, mutta sen voi kätevästi jakaa kahteen osaan. Se helpottaa pyörätuolin kuljettamista auton tavaratilassa. D2 sopii jopa 160 kilonpainoisille käyttäjille, ja sen ohjaaminen on

mukavaa ja helppoa. Suuret ilmatäytteiset eturenkaat ja etuhaarukan jousitettu iskunvaimennin antavat hyvin tasaisen ajon myös epätasaisilla alustoilla. Älykäs ohjaussauva on taitettavissa alas, jolloin pääset lähemmäksi pöydän reunaa.

PAINO	AJOMATKA	ISTUINKORKEUS	KÄYTTÄJÄN MAX PAINO	TEHO
14+16 KG	30 KM	50 CM	160 KG	2 X 250



Eloflex S1 on aivan uudentyyppinen ja kokoon taitettava kevyt skootteri, jossa ei ole tingitty saavutettavuudesta.

Malli S1



Eloflexin hybridiskootterit on suunniteltu kuljetettaviksi autoissa ja otettaviksi mukaan lennoille tinkimättä hyvistä ajo-ominaisuuksista ja mukavuudesta.

Eloflex hybridiskootteri on markkinoiden ensimmäinen skootteri, jonka pituus on säädettävissä, ja jossa yhdistyvät sekä matkaskoottereiden että perinteisten suurempien skoottereiden edut. Säädettävän pituuden ansiosta saat vakaan skootterin ulkona ajamiseen, mutta voit ajaa sen myös sisälle kauppoihin ja muihin ahtaisiin tiloihin. S1-malli

on kokoon taitettava, ja koska se on yhtä kevyt kuin muutkin sähköiset pyörätuolit, voit ottaa sen mukaasi autoosi. Akut ovat lisäksi lentohyväksytyjä. Skootterissa on 3 voimakasta 12" pyörää, jotka kestävät epätasaisia alustoja kautta vuoden. Eloflexin hybridiskootterit antavat sinulle hyvän saavutettavuuden, ja voit aina tuntea olosi turvalliseksi.

PAINO	AJOMATKA	ISTUINKORKEUS	KÄYTTÄJÄN MAX PAINO	TEHO
37,5 KG	30 KM	55-60 CM	120 KG	2 X 250

OHEISLAITTEET

Lisätarvikkeidemme avulla voit tehdä Eloflexistäsi vielä älykkäämmän ja räätälöidä sen yksilöllisten tarpeidesi mukaiseksi. Kehitämme jatkuvasti uusia lisätarvikkeita.



ELOFLEX-PÄÄTUKI

Pääntuki tekee Eloflexistä henkilökohtaisemman ja käytännöllisemmän, jopa niille jotka eivät vaadi paljoa tukea päälle ja niskalle.



ELOFLEXIN AVUSTAJAN HALLINTA

Apuhenkilön hallintalaitteen avulla pyörätuolin takana oleva henkilö voi helposti ajaa sähköistä pyörätuolia käyttämättä lihasvoimaa.



ELOFLEX PREMIUM ISTUINTYNYILLÄ

Voit lisätä istumismukavuuttasi jollakin premium-istuintyynyistämme. Tarjoamme sekä paksuja että ilmatäytteisiä istuintyynyjä.



ELOFLEX SUOJALAUKKU

Kun haluat olla erityisen varovainen kuljettaessasi Eloflexiäsi, ottaessasi sen mukaan lennolle tai kuljettaessasi sitä autossasi.



ELOFLEX-LUISKAT

Kokoon taitettavan ja helposti nostettavan lastausluiskan avulla voit nostaa Eloflexiä helposti autoosi.



GEELITÄYTETYT ELOFLEX-PYÖRÄT

Geelitäytetyt pyörämme antavat lisämukavuutta kun ajat epätasaisilla alustoilla, eikä sinun tarvitse koskaan pelätä niiden puhkeamista.



SÄÄDETTÄVÄT CELOFLEX-JALKATUET

Säädettävillä jalkatuilla voit räätälöidä Eloflexiäsi itsellesi sopivaksi. Tarjoamme myös jatko-osia vakiokokoisille jalkatuille.



ELOFLEX-SIVULAUKKU

Eloflex-sivulaukussa voit säilyttää tavaroita, joiden haluat olevan olla nopeasti käsillä.



ELOFLEX-OHJAUSAVAN JATKE

Ohjaussavan jatke antaa pitkien käyttäjien istua käsi mukavassa asennossa, kun he ajavat Eloflexiään.

Eloflex on vapautta

Karin ja Bengt saivat aktiivisen elämäntyyliinsä takaisin



Kattavaominaisuusinen, joustava ja käytännöllinen sähkökäyttöinen pyörätuoli kaikille.

Sähköinen pyörätuoli, joka toimii yhtä hyvin arjessa kuin matkoillakin

Ruotsalaiset Karin ja Bengt omistavat Eloflex F -mallin, joka auttaa heitä elämään aktiivista elämää kävelyvaikeuksista huolimatta. Sähköisten pyörätuoliansa ansiosta he voivat jatkaa vapaaehtoistyötään, matkustaa, tehdä pitkiä lenkkejä ja tavata ystäviään ja sukulaisiaan.

“Ostin Eloflexini 5 vuotta sitten. Se on kuljettanut minut ostoksille, pitkille kaupunkivaelluksille, puistoihin, leirintäalueille ympäri Norjaa ja pitkille Teneriffan-matkoille.

Se on ollut fantastinen sekä sisällä että ulkona. Nyt myös aviomiehelleni on oma Eloflexinsä. Molemmat sähköiset pyörätuolimme mahtuvat Volvo V70:imme tavaratilaan.”



TEKNISET MÄÄRITYKSET

Malli	F	X	D2	P	H	L	S1
LASTAUSPAINO	26 kg	25 kg	14+16 kg	29 kg	43 kg	25,5 kg	37,5 kg
KOKONAISPAINO	29 kg	27,5 kg	32,5 kg	32,5 kg	49,5 kg	29 kg	41 kg
TOIMINTAMATKA	30 km	25 km	30 km	30 km	40 km	30 km	30 km
ENIMMÄISKUORMA	120 kg	120 kg	160 kg	160 kg	200 kg	120 kg	120 kg
NOPEUS	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	8 km/h	6,5 km/h	9 km/h
AKKU	2 x itiumioniakku 10AH/24V	2 x litiumioniakku 7.5AH/24V	2 x itiumioniakku 10AH/24V	2 x litiumioniakku 7.5AH/24V	2 x itiumioniakku 10AH/24V	2 x litiumioniakku 7.5AH/24V	2 x itiumioniakku 10AH/24V
KÄÄNTÖASTE	78 cm	88 cm	89 cm	85 cm	99 cm	76 cm	200 cm
PYÖRÄT Etupyörä Takapyörä	8" kiinteä 12" ilmatäytetty	8" kiinteä 12" ilmatäytetty	8" solid 12" ilmatäytetty	8" kiinteä 12" ilmatäytetty	9" ilmatäytetty 13" ilmatäytetty	8" kiinteä 10" kiinteä	12" ilmatäytetty 12" ilmatäytetty
ISTUIMEN KORKEUS	52 cm	51 cm	54 cm	54 cm	54 cm	52 cm	55-60 cm
ISTUIMEN LEVEYS	45/50/55 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm	51 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm
ISTUIMEN SYVYYS	43-48 cm	43-48 cm	44-47 cm	43-48 cm	51 cm	43-48 cm	40 cm
KOKO (K+L+S)	95x63x100 cm	100x62x102 cm	96x62x107 cm	90x62x107 cm	103x66x115 cm	95x59x99 cm	105x63x91 cm
KOKOON TAIVUTETTU KOKO	75x63x40 cm	76x32x78 cm	76x62x50 cm	74x62x40 cm	83x66x45 cm	70x59x35 cm	105x63x55 cm

Ilmatäytteisten pyörien suositeltu ilmanpaine on 2,5 kg. Ruotsin lääkeviranomaisen on luokitellut Eloflexin lääkinälliseksi laitteeksi, ja se täyttää EU:n lääkinällisistä laitteista antaman säädöksen (2017/745) (MDR) vaatimukset. Säädös varmistaa lääkinällisten laitteiden turvallisuuden ja suorituskyvyn. Se on CE-hyväksytty sekä testattu ja todettu standardien EN12184, ISO-7176 ja IEC-60601 mukaiseksi, ja sen akut ovat lentohyväksytyjä UN38.3:n mukaisesti.

Vieraile sivustolla www.eliflex.fi, niin saat lisätietoja, videoita, kuvia ja tiedot lähimmästä jälleenmyyjästä.

Omat muistiinpanot:

ELIFLEX

Älykäs sähkökäyttöinen pyörätuoli
kaikkiin tilanteisiin

ELOFLEX

OY VASA HANDITEC AB

SUNDOMVÄGEN 49 65410

SUNDOM

Phone: +358 50 597 8374

E-mail: info@eliflex.fi

Web: www.eliflex.fi