

EL&FLEX



EN NY GENERATION HOPFÄLLBARA ELRULLSTOLAR & ELSKOTRAR

Eloflex är något helt nytt

En hopfällbar elrullstol med unika egenskaper som du enkelt tar med i bilen och på resan.



HOPFÄLLBAR

Eloflex smarta konstruktion gör den enkel att fälla ihop på några sekunder. Den tar lite plats och i kombination med den låga vikten blir den enkel att ta med sig på resan och i det vardagliga livet.



KOMPAKT & SMIDIG

Det kompakta formatet gör Eloflex till marknadens smidigaste elrullstol. Vändradien är liten och precisionen hög så den är utmärkt inomhus i trånga miljöer som till exempel i affären eller restaurangen.



TRANSPORTBAR

Eloflex är en elrullstol som du kan ta med i bilen och på resan. Den hopfällbara konstruktionen i kombination med den låga vikten gör den enkel att ta med i bilen, på bussen, flyget eller båten.


SMART TEKNIK OCH UNIKA EGENSKAPER

gör Eloflex till marknadens mest användbara elrullstol




MODERN TEKNIK

Eloflex kombinerar smart ingenjörskonst, ny teknologi och modernt materialval till en fulländad och optimal elrullstol för den som har svårt att gå. Målet är att ge friheten tillbaka till den som vill leva ett aktivt liv. Våra modeller har genomgående hög kvalitet, bra sittkomfort, överlägsen stabilitet och goda köregenskaper. Dubbla batterier ger en körsträcka på 30 km (5 timmars körning) på en enda laddning.



TESTAD & GODKÄND

Kvalitet och hållbarhet är viktiga egenskaper för oss på Eloflex. Därför har vi låtit oberoende testinstitut testa och utvärdera våra hopfällbara elrullstolar. Eloflex har bland annat genomgått EN12184, den är godkänd av Läkemedelsverket i Sverige som medicinteknisk produkt, den är CE-godkänd, testad och godkänd enligt ISO-7176 samt IEC-60601 och batterierna är flyggodkända enligt UN38.



LÅG VIKT

Tack vare den högkvalitativa lättviktsramen i aluminium väger Eloflex från 26 kg med ett batteri. Detta bör jämföras med en traditionell elrullstol som väger mellan 80 – 150 kg. Eloflex låga vikt innebär att dess räckvidd blir längre och att stolen blir mer följsam att köra. Den låga vikten och det kompakta formatet gör den dessutom enkel att lasta in i din egen bil. Äntligen slipper du vara beroende av Färdtjänst och Handikapptransporter.



”Med en testad och godkänd elrullstol från Eloflex kan du alltid känna dig lugn. När du väljer originalet får du bevisat hög kvalitet och stor pålitlighet.”

Sluta aldrig att uppleva!

Ha ett aktivt liv med promenader,
resor och utflykter med bilen.



Med hjälp av en hopfällbar elrullstol från Eloflex kan du leva ditt liv på dina egna villkor.

Sveriges mest populära elrullstol

Eloflex är elrullstolen som passar för alla tillfällen och som fungerar lika bra inne som ute. Fäll ihop den på några sekunder, ta med den i egen bil eller på flyget, tåget eller bussen. Eloflex ger dig som har svårt att gå friheten tillbaka. Frihet handlar om ökad livsglädje, om att må bra, ha kul och om att klara sig själv. Något som kan tyckas självklart men som kan vara svårt för den som saknar styrka och kraft i benen.

Till skillnad från traditionella elrullstolar erbjuder Eloflex en helt annan frihet eftersom den är så enkel att ta med sig. Många som använder manuella rullstolar eller tyngre elrullstolar väljer därför att komplettera med en kompakt elrullstol från Eloflex.

Eloflex blir din bästa vän

Tusentals användare med helt olika förutsättningar vittnar alla om att vår elrullstol gett dem friheten tillbaka och att deras liv förändrats till det bättre. Tack vare Eloflex kan den som har svårt att gå fortsätta ha ett aktivt liv med promenader, utflykter med bilen och resor till solen.

Många får svårt att gå när man blir äldre eller drabbas av en sjukdom. Det betyder inte att man måste spendera dagarna inomhus eller välja bort saker man gjorde tidigare. Tack vare Eloflex kan du ta din egen bil till släkt och vänner eller boka semesterresan även om benen börjar bli trötta. Livet blir lite enklare och du slipper avstå från det som är roligt.

MODELLER

Det finns en Eloflex för varje användare. Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, stark eller svag. Gemensamt för alla modeller är konstruktionen i aluminium som ger exceptionellt låg vikt. Nedan finner du ytterligare exempel på unika egenskaper som kännetecknar våra modeller.



HOPFÄLLBART

Det mest unika med Eloflex modeller är att de enkelt kan fällas ihop på några få sekunder. Det kompakta formatet i kombination med den låga vikten gör den enkel att ta med i bil och på flyg.



DUBBLA BATTERIER

Dubbla batterier ingår alltid som standard när du väljer en elrullstol från Eloflex. Med en Eloflex kommer du över 30 km på en enda laddning och du får över 5 timmars effektiv användning.



LUFTFYLLDA HJUL

På de flesta modeller får du stora 12 tums luftfyllda bakhjul vilket ger överlägset grepp och framkomlighet oavsett underlag. Du får en bekväm upplevelse när du kör på ojämna underlag som grusvägar och kullersten.




KRAFTIGA MOTORER

Alla modeller har 2 st kraftfulla motorer med hög effekt. Tekniken är den senaste med borstlös konstruktion vilken drar mindre ström och ger lägre vikt. Resultatet blir längre räckvidd och en bättre körupplevelse.




UPPFÄLLBART

För en enklare i- och urstigning har vi valt att göra en konstruktion där båda armstöden enkelt går att fälla upp. Även fotstödet går att fälla upp för en säkrare förflyttning i och ur din Eloflex.



SÄKERHETSÅLTA

Säkerheten är viktig för oss på Eloflex och därför levereras alla våra modeller med ett justerbart säkerhetsbälte som håller användaren på plats om olyckan skulle vara framme.



TIPPSKYDD

Alla Eloflexmodeller har fasta tippskydd som hindrar stolen från att kunna tippa bakåt. Detta ger en tryggare färd och minskar risken när man kör uppför kanter och trottoarer.



TVÄTTBAR DYNA

Ryggklädseln och dynans fodral är avtagbara och kan tvättas i maskinen för maximal hygien. Under sitsen finns dessutom en avtagbar packväska där man kan förvara sina tillhörigheter under färd.

Modell F



Genom Eloflex F har vi tagit fram marknadens mest populära elrullstol. Modell F har gett friheten tillbaka till tusentals användare som har svårt att gå.

Den moderna tekniken med borstlösa kraftiga motorer och dubbla litiumbatterier som standard ger den överlägsna köregenskaper och en körsträcka på över 30 km. Du fäller enkelt ihop den på några sekunder och den låga vikten gör att du kan ta med den i din egen bil. Flyggodkända batterier innebär dessutom att kraven uppfylls för att få ta med den på flygresan.

Stora luftpumpade bakhjul ger komfort även på ojämna underlag och den här modellen fungerar lika bra inomhus som utomhus. Justerbart ryggstöd, rundat ryggbror och tre sittbredder ger ökad sittkomfort. Det smarta fotstödet och armstöden kan vikas upp för enklare i- och urstigning.

LASTVIKT I KG	RÄCKVIDD I KM	SITTHÖJD I CM	MAX BRUKARVIKT I KG	EFFEKT I WATT
26	30	52	120	2 x 250

Modell X



Eloflex X är en modell med unik konstruktion speciellt framtagen för våra seniora användare. Grundkonstruktionen bygger på den väl beprövade och uppskattade kryss-tekniken. Stolen vikas enkelt ihop genom att man lyfter i sitsen.

Modell X är utrustad med vanliga uppfällbara fotplattor och fotstöden kan dessutom svängas ut eller enkelt tas bort för smidig i- och urstigning.

För optimal sitt- och körkomfort och för bekväm sittställning kan stolen anpassas efter användarens förut-sättning. Stolens sittbredd kan ändras i tre olika steg,

fotplattornas höjd kan justeras beroende på benlängd, armstöden kan monteras i två olika höjder och ryggstödet kan lutas i tre olika vinklar.

Modell X kan med fördel kompletteras med en av våra vårdastyrningar så att den som går bakom kan köra.

LASTVIKT I KG	RÄCKVIDD I KM	SITTHÖJD I CM	MAX BRUKARVIKT I KG	EFFEKT I WATT
25	25	51	120	2 x 250

Modell H



**I Eloflex modell H har vi gjort det omöjliga möjligt.
En kraftig elrullstol som klarar brukare på upp till 200 kg men som samtidigt går att fälla ihop och ta med i en vanlig personbil.**

Det här är en rymlig stol med väl tilltagen sittbredd, generös sitthöjd och en konstruktion som ger bekväm körställning även för de allra längsta. Modell H har en enastående konstruktion och kvalitet, maximal hållbarhet och ett robust utförande som gör modellen till vår mest framkomliga elrullstol.

Stora kraftiga däck runt om, extra kraftiga motorer och dubbelt så kraftfulla batterier ger överlägsen prestanda. Finesser som dubbel fjädring, extra stor fotplatta, luftfyllda däck fram och bak, justerbara armstöd, komfortdyna och plats för upp till tre batterier är bara några av modellens finesser.

LASTVIKT I KG	RÄCKVIDD I KM	SITTHÖJD I CM	MAX BRUKARVIKT I KG	EFFEKT I WATT
43	40	54	200	2 x 400

Modell P



**Eloflex P har en elektrisk tiltfunktion på sitsen som underlättar i och urstigning.
Den unika uppsyningsfunktionen hjälper den med svaga ben att ställa sig upp.**

Modell P är framtagen för den som har svårt att resa sig ur en vanlig stol. Med elektrisk lyfthjälp blir förflyttningen både enklare och säkrare. Modell P har dessutom lite högre sitthöjd än våra övriga modeller vilket underlättar urstigningen ytterligare.

Eloflex P lämpar sig också utmärkt för lite längre användare på grund av sin sitthöjd och möjligheten att höja ryggstödet steglöst. Den stabila och kraftfulla ramkonstruktionen tillåter dessutom en maximal brukarvikt på upp till hela 160 kg vilket gör modellen populär bland våra lite tyngre användare.

LASTVIKT I KG	RÄCKVIDD I KM	SITTHÖJD I CM	MAX BRUKARVIKT I KG	EFFEKT I WATT
29	30	54	160	2 x 250

Modell L



Eloflex L är originalet som passar de allra flesta. Den här modellen har punkteringsfria däck runt om för säker och trygg färd.

De massiva 10 tums bakdäcken ger en god framkomlighet både inne och ute och de funkar perfekt på de flesta underlag. Det kompakta utförandet och marknadens minsta svängradie gör modell L enkel att

navigera även i trånga utrymmen. I hopfällt läge är detta vår minsta modell vilket gör att den tar lite plats i bilen och hemma. Modell L förvaras enkelt i en garderob när den inte används.

LASTVIKT I KG	RÄCKVIDD I KM	SITTHÖJD I CM	MAX BRUKARVIKT I KG	EFFEKT I WATT
25,5	30	52	120	2 x 200

Modell D2



Eloflex modell D2 kan delas i två delar ger en lastvikt på 14 respektive 16 kg. Den är samtidigt tillräckligt rymlig och stabil för användare upp till 160 kg.

Eloflex D2 är en innovativ hopfällbar elrullstol. Den har samma smidiga design som våra andra elrullstolar men med en smart funktion som gör att den kan tas isär i två delar. Det underlättar vid transport när stolen ska lastas in i exempelvis bilens bagageutrymme.

Den stabila modellen D2 passar brukare upp till 160 kg och är bekväm samt enkel att manövrera. De stora luftpumpade bakhjulen och den fjädrade dämpningen i framgaffeln ger bra stötdämpning även på ojämna underlag. Det smarta joystickfästet går att fälla ner så att du kommer närmare bordskanten.

LASTVIKT I KG	RÄCKVIDD I KM	SITTHÖJD I CM	MAX BRUKARVIKT I KG	EFFEKT I WATT
14+16	30	50	160	2 x 250



Eloflex S1 är en helt ny variant av promenadskoter som är hopfällbar och lätt utan att tumma på framkomligheten.

Modell S1



Eloflex hybridskoter är framtagna för att kunna transporteras i bilen och tas med på flyget utan att göra avkall på de goda köregenskaperna och komforten.

Eloflex hybridskoter är den första skotern på marknaden som har justerbar längd samt kombinerar fördelarna som reseskotrar och traditionella större skotrar besitter. Den justerbara längden gör att du får en stabil skoter ute och en kompakt skoter som du kan köra inne i butiker eller i andra trängre miljöer.

Modell S1 är precis som våra elrullstolar hopfällbar med låg vikt och kan tas med i den egna bilen. Batterierna är även flyggodkända. Skotern är utrustad med 3 st kraftiga 12"-hjul som klarar av ojämna underlag året runt. Det ger dig god framkomlighet och du kan alltid känna dig trygg med en hybridskoter från Eloflex.

LASTVIKT I KG	RÄCKVIDD I KM	SITTHÖJD I CM	MAX BRUKARVIKT I KG	EFFEKT I WATT
37,5	30	55-60	120	2 x 250

TILLBEHÖR

Du kan göra din Eloflex ännu smartare och anpassa den efter dina egna, individuella behov med våra tillbehör.

Vi tar ständigt fram nya tillbehör. Se fler på vår hemsida www.eloflex.se eller fråga din återförsäljare om vad som passar dig.



ELOFLEX NACKSTÖD

Nackstödet gör Eloflex individanpassad och användbar för de som behöver lite extra stöd för huvud och nacke.



ELOFLEX VÅRDARSTYRNING

Med någon av våra vårdarstyrningar kan den som går bakom enkelt köra elrullstolen utan att använda muskelkraft.



ELOFLEX PREMIUMDYNOR

Med någon av våra premiumdynor kan du anpassa sittkomforten ytterligare. Vi har både tjockare samt luftfyllda dynor.



ELOFLEX VÄSKA

När du vill vara lite extra rädd om din Eloflex vid transport, när du checkar in på flyget eller lastar stolen i bilen.



ELOFLEX LASTRAMP

Lasta enkelt in din Eloflex i bilen med hjälp av lastramper som är hopfällbara och lätta att lyfta.



ELOFLEX GELFYLLDA HJUL

Våra gelfyllda hjul ger extra komfort vid körning och du behöver aldrig oroa dig för punktering.



ELOFLEX JUSTERBARA BENSTÖD

De justerbara benstöden individanpassar din Eloflex. Vi har även förlängningar till den vanliga fotplattan.



ELOFLEX SIDOVÄSKA

Sidoväskan ger dig möjligheten att på ett säkert sätt förvara sådant du behöver ha nära tillhands.



ELOFLEX JOYSTICKFÖRLÄNGNING

Joystickförlängningen gör att även du som är lång kan sitta bekvämt med armen när du kör din Eloflex.

Frihet med varsin Eloflex

Karin & Bengt fick tillbaka sin aktiva livsstil




Det är lätt att förstå hur en Eloflex på ett positivt sätt kan påverka vardagen för många människor.

En elrullstol som fungerar lika bra i vardagen som på resan

Karin och Bengt har varsin Eloflex modell F som hjälper dem att leva aktiva liv trots att de har svårt att gå. Tack vare sina elrullstolar kan de fortsätta engagera sig ideellt, resa, ta långa promenader samt träffa vänner och familj.

”Nu är det 5 år sedan jag köpte min Eloflex. Den har tagit mig fram på shoppingrundor i köpcentrum, ut på långturer i stan, ut i parkerna, på campingplatser runt om i Norge och på långa turer på Teneriffa.

Den har varit fantastisk såväl inomhus som utomhus. Numera har maken också en egen Eloflex. I en Volvo V70 får vi plats med båda elrullstolarna i bagageutrymmet.”



MER FAKTA

MODELL	F	X	D2	P	H	L	S1
Lastvikt	26 kg	25 kg	14+16 kg	29 kg	43 kg	25,5 kg	37,5 kg
Totalvikt	29 kg	27,5 kg	32,5 kg	32,5 kg	49,5 kg	29 kg	41 kg
Räckvidd	30 km	25 km	30 km	30 km	40 km	30 km	30 km
Max brukarvikt	120 kg	120 kg	160 kg	160 kg	200 kg	120 kg	120 kg
Hastighet	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	8 km/h	6,5 km/h	9 km/h
Batteri	2 x Litium ION 10AH/24V	2 x Litium ION 7,5AH/24V	2 x Litium ION 10AH/24V	2 x Litium ION 10AH/24V	2 x Litium ION 20AH/24V	2 x Litium ION 10AH/24V	2 x Litium ION 10AH/24V
Vändradie	78 cm	88 cm	89 cm	85 cm	99 cm	76 cm	100 cm
Hjul	Fram Bak	8" massiva 12" luft	8" massiva 12" luft	8" massiva 12" luft	8" massiva 12" luft	9" luft 13" luft	8" massiva 10" massiva 12" luft
Sitthöjd	52 cm	51 cm	54 cm	54 cm	54 cm	52 cm	55-60 cm
Sittbredd	45 / 50 / 55 cm	45 / 50 / 55 cm	45 / 50 / 55 cm	45 / 50 / 55 cm	51 cm	45 / 50 / 55 cm	45 / 50 / 55 cm
Sittdjup	43-48 cm	43-48 cm	44-47 cm	43-48 cm	51 cm	43-48 cm	40 cm
Mått	95 x 63 x 100 cm	100 x 62 x 102 cm	96 x 62 x 107 cm	90 x 62 x 107 cm	103 x 66 x 115 cm	95 x 59 x 99 cm	105 x 63 x 91 cm
Mått hopfälld	75 x 63 x 40 cm	76 x 32 x 78 cm	76 x 62 x 50 cm	74 x 62 x 40 cm	83 x 66 x 45 cm	70 x 59 x 35 cm	105 x 63 x 55 cm
Pris	32 990 kr	29 990 kr	36 990 kr	36 990 kr	45 990 kr	29 990 kr	34 990 kr

Lastvikt är vikt utan batteri, totalvikt är vikt med de två medföljande batterierna. Rekommenderat lufttryck för luftfyllda hjul = 2,5 kg. Eloflex är klassad som medicintekniskt hjälpmedel hos läkemedelsverket och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordningen (2017/745), Medical Device Regulations (MDR) som säkerställer säkerheten och prestandan av medicinteknisk utrustning. Den är CE godkänd, testad och godkänd enligt EN12184, ISO-7176, IEC-60601 och batterierna är flyggodkända enligt UN38.3.

Besök www.eliflex.se för mer information, filmer, bilder och närmaste återförsäljare.

Egna anteckningar



En hopfällbar elrullstol för ett aktivt liv

ELOFLEX
Hammarbacken 4B
191 49 Sollentuna

Telefon: 010 - 18 33 100
E-post: info@eliflex.se
Webb: www.eliflex.se

Ring alltid före besök för att boka tid.